

کاغذ کرپ بسته بندی استریلیزاسیون

کد محصول : STWP-250/1200



استریلیزاسیون ابزارهای جراحی یکی از چالش برانگیزترین بخش های فرآیند استریلیزاسیون در کلیه CSSD ها است. با استفاده از کاغذهای کرپ بسته بندی استریلیزاسیون، بیمارستانها میتوانند ابزارهای استریل شده را برای مدت طولانی استریل نگهداری کنند. کاغذهای بدون جاذبه و فاقد پرز از بروز هر گونه خطر عفونت جلوگیری می کنند.

تعریف جاذبه در کاغذ بسته بندی استریل کرپ چیست ؟

معمولاً وقتی بسته ها یا کاغذ ها تا می شوند، پس از مدتی قسمتی که تا می شود خط می اندازد و کاغذ یکپارچگی و صافی خود را از دست می دهد. در طول یک عمل جراحی، کاغذ روی سینی باید کاملاً باز شود تا جراحان بتوانند به راحتی به ابزارهای استریل شده دسترسی پیدا کنند. با استفاده از یک کاغذ بدون جاذبه استریل کرپ، بیمارستان ها می توانند از بروز هر گونه آلودگی در حین عمل جلوگیری کنند. از طرف دیگر، کاغذ های بسته بندی استریل کم کیفیت، جاذبه قوی روی یک سینی دارند و به همین دلیل همیشه به شکل اصلی خود (بسته) باز میگردند.

در صنعت بسته بندی CSSD استفاده از مواد بسته بندی بدون جاذبه (Memory Free) بسیار مهم است. کاغذ کرپ بسته بندی استریل نرم از الیاف ۱۰۰٪ سلولزی ساخته شده و میتواند به صورت بسته بندی داخلی یا خارجی ابزار جراحی استفاده شود. بسته های کرپ برای بخار، اتیلن اکساید، فرمالدئید و روش های استریلیزاسیون پرتویی مناسب هستند و یک راه حل مطمئن برای جلوگیری از آلودگی مقابل باکتری ها هستند.

ویژگی ها:

- قابلیت ممانعت از نفوذ باکتری
- مقاوم
- استفاده آسان
- ماندگاری طولانی
- مطابق با استاندارد تمام روش های استریلیزاسیون
- به جز روش پلاسما
- مقاوم در برابر پارگی
- کاغذ بدون جاذبه
- بدون پرز
- بسته بندی یکبار مصرف
- مقرون به صرفه
- مطابق با استاندارد EN ISO 11607
- این کاغذ ها در ابعاد مختلف قابل ارائه است.

شرایط نگهداری :

- در دمای اتاق (۱۰-۳۸ درجه سانتی گراد) و رطوبت ۷۰-۱۰٪ و دور از عوامل اکسیدکننده، ضد عفونی کننده و سایر مایعات نگهداری شود.
- دور از نور خورشید نگهداری شود.

تاریخ انقضا :

۶۰ ماه بعد از تولید

ایران کد: به سایت مراجعه کنید

GTIN: visit the website

IRC: visit the website



IU031-VER.1

STWP-250/1200

مناسب جهت روشهای استریل ذیل:

بخار	بله
اتیلن اکساید	بله
فرمالدئید	بله
پلاسما	خیر
گاما	بله